

Information sur les piles pour les Nox T3, Nox T3s et Nox A1

Pour garantir des enregistrements de haute qualité à chaque fois, une attention particulière doit être portée au type de pile utilisée et à son entretien.



Pour le Nox T3 et le Nox T3s : 1 pile format AA

- Les piles alcalines offrent jusqu'à 16h d'enregistrement, nous vous conseillons de les remplacer après chaque enregistrement.
- Si vous utilisez des accus rechargeables, rechargez-les complètement avant chaque enregistrement.
- L'accu rechargeable utilisé doit avoir une capacité d'au moins 2500 mAh et il est conseillé de le remplacer tous les 6 à 12 mois.



Pour le Nox A1 : 1 pile format AA

- Les piles lithium sont recommandées et peuvent enregistrer jusqu'à 15h, elles sont à remplacer après chaque enregistrement.
- Les accus NiMH recommandés pour le Nox A1 sont les accus Powerex 2700mAh et les accus rechargeables Panasonic Eneloop Pro 2500mAh qui enregistrent jusqu'à 9 heures.
- Il est recommandé de remplacer l'accu rechargeable tous les 3 à 6 mois.
- Les piles alcalines ne fonctionnent pas avec le boîtier Nox A1.



Pour l'oxymètre Nonin 3150 : 2 piles format AAA

- Les piles alcalines durent jusqu'à 24 heures.
- Si vous utilisez des accus NiMH, il est nécessaire de les recharger complètement avant chaque enregistrement.

Références

DESCRIPTION	CODE	COMPATIBILITÉ	
		NOX T3 / NOX T3s	NOX A1
CHARGEUR DE PILES PANASONIC K-KJ55HCD40E Eneeloop Pro pour AA et AAA (4 piles AA 2500mAh inclus)	7075543	☒	
CHARGEUR DE PILES MAHA POWEREX MH-C801D - recommandé pour Nox A1	7072174	☒	☒
ACCUS RECHARGEABLES PANASONIC ENELOOP PRO NIMH AA, 2500 mAh (X4)	7075541	☒	☒
ACCUS RECHARGEABLES PANASONIC ENELOOP PRO NIMH AAA, 930 mAh (X4)	7075542	☒	☒
PILES LITHIUM AA (X4)	7074215		☒



Utilisation de piles rechargeables :

- Les piles doivent être stockées dans un endroit frais et sec et utilisées régulièrement.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les piles doivent rester sur le chargeur, même si elles sont complètement chargées.
- Remplacez les piles tous les 3 à 6 mois si vous utilisez un Nox A1 et tous les 6 à 12 mois si vous utilisez un Nox T3/Nox T3s.
- Remplacez le chargeur tous les 2 ans.

Utilisation du chargeur Maha Powerex MH-C801D:



1. Charge des accus

Le chargeur Powerex permet de charger jusqu'à 8 accus AA et AAA et propose deux modes de charge :

RAPID : mode par défaut actif dès le branchement du chargeur, recharge les accus en 1 heure

SOFT : **mode recommandé**, recharge les accus en 2 heures et maximise leurs performances

1. Enlevez tous les accus du chargeur
2. Insérez un seul accu (tout à gauche du chargeur)
3. Dans les 5 secondes qui suivent l'insertion de l'accu, appuyez sur le bouton SOFT
4. Vérifiez que le symbole **SOFT CHARGING** s'affiche à l'écran puis insérez tous les accus

2. Reconditionnement des accus

Pour maintenir les performances des accus, **le reconditionnement est recommandé toutes les deux semaines** et dure 15 heures.

CONDITION: mode de reconditionnement

1. Enlevez tous les accus du chargeur
2. Insérez un seul accu (tout à gauche du chargeur)
3. Dans les 5 secondes qui suivent l'insertion de l'accu, appuyez sur le bouton 
4. Vérifiez que le symbole **CONDITION** s'affiche à l'écran puis insérez tous les accus

*Si couplé au mode SOFT : appui simultané sur les boutons SOFT et  dans les 5 secondes suivant l'insertion de l'accu ; le reconditionnement peut durer jusqu'à 35 heures. (Symboles **CONDITION** et **SOFT CHARGING** affichés simultanément.)*