



Systèmes d'aide au diagnostic
médical pour des pathologies
liées au sommeil

CATALOGUE

CAPTEURS

ACCESSOIRES

CONSOMMABLES







SOMMAIRE

Consommables.....4

RA1023M	4
MED504	4
TG150	4
SURG150	4
SURP100	4
NUP108	4
TEN20.....	4
EC2	4
COMP500.....	5
JFW25-A	5
JFW25-P	5
Tarlatane	5
ELA	5
ELE	5
PTM2.....	5
RV5.....	5
AX03.....	5

Contrôle sous machine et pression nasale.....6

PR01.....	6
PR02.....	6
PR03.....	6
PR04.....	6
FLE1206D	6
6RL206D.....	6
20MTLL013	6
20MTLL025	6
20MTLL035	6

Sangles thoraco-abdominales.....7

SI203-36	7
SI203-45	7
SI203-55	7
SI203-70	7
SI203-90	7
SI203-110	7
SI203-130	7
SI203-150	7
SI203-A.....	7
SI203-P	7
CC203	7
L8203	7

Ensembles Capteurs

Son-Position-Actimètre (SPA).....8

L102A	8
L102P	8
SX01	8
L102ACP	8
L102PCP	8
L8102ACP.....	8
L8102PCP	8
L8102ACPA.....	9
102ACPA.....	9
L8102PCPA	9
102PCPA.....	9
SL01.....	9
SL02.....	9
SL03.....	9
SL04.....	9

Capteurs oxymètres.....10

OX01	10
OX02	10
OX03	10
OX04	10
LNONAA	10
L8NONAA	10
LNONAP	10
L8NONAP	10
LNONJ	10
L8NONJ	10
LNONJP	10
L8NONJP	10
8000SS	11
8008J.....	11
LNONSS	11
L8NONSS.....	11
LNONSM	11
L8NONSM	11
LNONSL	11
L8NONSL	11
7000N	11
7000A.....	11
7000I	11

Electrophysiologie12

EX01	12
------------	----

EX03	12
EX04	12
EX05	12
EX06	12
EX07	12
EX08	12
EX09	13
EX10	13
EX11	13
EX12	13
EX14	12
EX15	13
FEYY-XXX	14
5CPFL108	14
5CPFS108	14
5ECFM108.....	14
5ECFL108.....	14
LJD102LFP	15
JCPRVN.....	15
CID85	15
CID86	15

Cordons et Rallonges16

BX01.....	16
CID81	16
CID82	16
CID81/2.....	16
AX02.....	16
AX06.....	16
3150I	17
CID56	17
CID73	17
CID49	17
CID50L.....	17
CID50LP.....	17

Alimentations et Chargeurs18

AX01.....	18
CHL102.....	18
CH_485	18

Sacoches18

SAC.....	18
MAL.....	18
HOUSSEL8	18




RA1023M

Rondelles adhésives double face pour la pose du capteur son

Utilisable avec :

- Capteur son / position

Conditionnement : Rouleau de 500 rondelles



MED504

Bandes adhésives prédécoupées pour le maintien du capteur son / position

Bande de 120 x 70 mm

Utilisable avec :

- Capteur son / position

Conditionnement : Boîte de 12 sachets de 42 bandes



A NOTER

Pour les peaux sensibles, avant d'utiliser le MED504, vous pouvez utiliser le film protecteur « Cavilon » de 3M.



TG150

Filet élastique tubulaire TG-FIX pour le maintien des électrodes en polysomnographie

Boîte de 25 m

Conditionnement : 6 boîtes



SURG150

Filet élastique tubulaire Surgifix pour le maintien du capteur oxymètre

Taille 3 (Adulte)

Boîte de 25 m

Utilisable avec :

- Capteur oxymètre de type moufle ou pince

Conditionnement : 6 boîtes



SURP100

Filet élastique tubulaire Surgifix pour le maintien du capteur oxymètre

Taille 1 et 2 (Pédiatrique)

Boîte de 25 m

Utilisable avec :

- Capteur oxymètre de type moufle ou pince

Conditionnement : 4 boîtes (préciser la taille)



NUP108

Pâte abrasive Nuprep pour le nettoyage de la peau avant le collage des électrodes

Tube de 114 g

Conditionnement : 3 tubes



TEN20

Pâte conductrice pour la pose des électrodes cupules

Tube de 114 g

Conditionnement : 3 tubes



EC2

Pâte pour le maintien des électrodes cupules

Tube de 100 g


Conditionnement : 5 tubes



COMP500

Electrodes pré-gélifiées à raccorder à des fils électrodes pression

Conditionnement : Boîte de 10 sachets de 50 électrodes



JFW25-A


Adhésifs pour le maintien des capteurs languette

Taille : Adulte

Utilisable avec :

- LNONJ
- L8NONJ

Conditionnement : Lot de 25



JFW25-P


Adhésifs pour le maintien des capteurs languette

Taille : Pédiatrique

Utilisable avec :

- LNONJP
- L8NONJP

Conditionnement : Lot de 25



Tarlatane

Mousseline de coton pour le maintien des électrodes cupules

20 m x 5 cm

Utilisable avec :

- EC2

Conditionnement : 1 m²



ELA


Elastiques avec velcro et boucle, pour sangles thoraco-abdominales résistives

Taille : Adulte

Utilisable avec :

- CC203
- L8203

Conditionnement : Lot de 2 (1 rouge et 1 bleu)



ELE


Elastiques avec velcro et boucle, pour sangles thoraco-abdominales résistives

Taille : Pédiatrique

Utilisable avec :

- CC203
- L8203

Conditionnement : Lot de 2 (1 rouge et 1 bleu)



PTM2

Passe-tube pour le maintien des fils

Conditionnement : Lot de 2



RV5

Passant velcro pour le maintien au poignet
Couleur « bleu marine »

Taille : 32 cm

Utilisable avec :

- CID102L

Conditionnement : Lot de 5 velcros



AX03

Passant velcro pour le maintien au poignet
Couleur « noire »

Taille : 29 cm

Utilisable avec :

- Gamme CID-LX

Conditionnement : Lot de 5 velcros

CONTRÔLE SOUS MACHINE ET PRESSION NASALE



PR01

Tuyau de raccordement


Tube 3 x 5 de 2 mètres

Embout silicone et connecteur luer mâle

Utilisable avec :

- Tout CID + circuit patient (oxygène, PPC, BiPAP)

Conditionnement : Lot de 5



PR02

Raccord masque

Connecteur de raccordement droit avec prise de pression

Utilisable avec :

- Tout CID + circuit patient (oxygène, PPC, BiPAP)

Conditionnement : Lot de 10



PR03

Raccord en Y

Raccord triconique 2 x 4-8 mm / 1 x 6-8 mm

Utilisable avec :

- Tout CID + circuit patient (oxygène, PPC, BiPAP)


Conditionnement : Lot de 5

PR04

Kit accessoires de pression

2 x PR01 (lot de 5)

+ 1 x PR02 (lot de 10)



FLE1206D


Pneumotachographe de Fleisch

Livré avec 2 bagues raccords (réf. 6RL206D) + 1 lot PR01

Utilisable avec :

- Tout CID avec option pneumotachographe

Conditionnement : Unité



6RL206D

Bague raccord pour pneumotachographe de Fleisch


Diamètre intérieur : 19 mm

Diamètre extérieur : 23 mm

Utilisable avec :

- FLE1206D et tout CID avec option pneumotachographe

Conditionnement : Lot de 6



20MTLL013

Raccord Luer pour lunette nasale


Diamètre : 3.2 mm

Couleur : Rouge

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D
- Gamme CID-LX

Conditionnement : Lot de 20



20MTLL025

Raccord Luer pour lunette nasale


Diamètre : 4.0 mm

Couleur : Transparent

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D
- Gamme CID-LX

Conditionnement : Lot de 20



20MTLL035

Raccord Luer pour lunette nasale

Diamètre : 4.8 mm

Couleur : Blanc


Utilisable avec :


- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D
- Gamme CID-LX

Conditionnement : Lot de 20

SANGLES THORACO-ABDOMINALES


SANGLES THORACO-ABDOMINALES À INDUCTANCE



RÉF	CIRCONFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UTILISABLE AVEC :
 SI203-36	40 - 55 cm	Lot de 3 paires de sangles	- CID102L avec sangles + CID82 - CID102L8 + CID81 - CID102L8D + CID81/2 - Gamme CID-LX + BX01
 SI203-45	50 - 65 cm		
 SI203-55	65 - 80 cm		
 SI203-70	80 - 100 cm		
 SI203-90	100 - 110 cm		
 SI203-110	110 - 130 cm		
 SI203-130	130 - 190 cm		
 SI203-150	150 - 230 cm	Lot de sangles comprenant : 1 paire de SI203-70 2 paires de SI203-90 2 paires de SI203-110 1 paire de SI203-130	
 SI203-A	80 - 100 cm 100 - 110 cm 110 - 130 cm 130 - 190 cm		
 SI203-P	40 - 55 cm 50 - 65 cm 65 - 80 cm 80 - 100 cm	Lot de sangles comprenant : 1 paire de SI203-36 2 paires de SI203-45 2 paires de SI203-55 1 paire de SI203-70	


SANGLES THORACO-ABDOMINALES RÉSISTIVES

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	CONDITIONNEMENT	UTILISABLE AVEC :
CC203	Longueur du câble: 2 m Elastiques démontables et ajustables (réf. ELA ou ELE)	1 paire de sangles	- CID102L8D
L8203	Longueur du câble: 1.3 m Elastiques démontables et ajustables (réf. ELA ou ELE)	1 paire de sangles	- CID102L8




CAPTEURS SON

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
L102A	Longueur A : 1 m Diamètre D : 2.8 cm	Adulte	- CID102L
L102P	Longueur A : 1 m Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L




ENSEMBLE CAPTEURS SON-POSITION


RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
SX01	Longueur A : 80 cm Diamètre D : 2.4 cm	Adulte	- Gamme CID-LX




RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
L102ACP	Longueur A : 20 cm Longueur B : 80 cm Diamètre D : 2.8 cm	Adulte	- CID102L
L102PCP	Longueur A : 12 cm Longueur B : 80 cm Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L




RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
L8102ACP	Longueur A : 1.3 m Longueur B : 1.3 m Diamètre D : 2.8 cm	Adulte	- CID102L8
L8102PCP	Longueur A : 1.3 m Longueur B : 1.3 m Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L8



ENSEMBLE CAPTEURS SON-POSITION-ACTIMÈTRE



RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
L8102ACPA	Longueur A : 1.3 m - Longueur B : 1.3 m Longueur C : 1 m - Diamètre D : 2.8 cm	Adulte	- CID102L8 (avec sn $\leq$ 8799)
102ACPA	Longueur A : 2 m - Longueur B : 2 m Longueur C : 1 m - Diamètre D : 2.8 cm	Adulte	- CID102L8D (avec sn $<$ 7522)
L8102PCPA	Longueur A : 1.3 m - Longueur B : 1.3 m Longueur C : 50 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L8 (avec sn $\leq$ 8799)
102PCPA	Longueur A : 2 m - Longueur B : 2 m Longueur C : 50 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L8D (avec sn $<$ 7522)




RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC :
SL01	Longueur A : 1.7 m - Longueur B : 1 m Longueur C : 30 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Adulte	- CID102L8D (avec sn $\geq$ 7522)
SL02	Longueur A : 1 m - Longueur B : 1 m Longueur C : 30 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Adulte	- CID102L8 (avec sn $>$ 8800)
SL03	Longueur A : 1.7 m - Longueur B : 50 cm Longueur C : 20 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L8D (avec sn $\geq$ 7522)
SL04	Longueur A : 1 m - Longueur B : 50 cm Longueur C : 20 cm - Diamètre D : 2.4 cm	Pédiatrique	- CID102L8 (avec sn $>$ 8800)



OX01

Fil court

Type pince (bleue)
Longueur du câble : 25 cm
Taille : Adulte
Utilisable avec :
- Gamme CID-LX



OX02

Fil court

Type moufle (« soft »)
Longueur du câble A : 30 cm
Taille : Medium
Largeur intérieure G : 3 cm
Utilisable avec :
- Gamme CID-LX

OX03


Fil court

Type moufle (« soft »)
Longueur du câble A : 30 cm
Taille : Small
Largeur intérieure G : 2 cm
Utilisable avec :
- Gamme CID-LX

OX04

Fil court

Type moufle (« soft »)
Longueur du câble A : 30 cm
Taille : Large
Largeur intérieure G : 3.5 cm
Utilisable avec :
- Gamme CID-LX



LN0NAA


Fil court

Type pince (bleue)
Longueur du câble : 25 cm
Taille : Adulte
Utilisable avec : - CID102L

L8N0NAA

Fil long

Type pince (bleue)
Longueur du câble : 2 m
Taille : Adulte
Utilisable avec : - CID102L8
- CID102L8D



LN0NAP

Fil court

Type pince (verte)
Longueur du câble : 25 cm
Taille : Pédiatrique
Utilisable avec : - CID102L

L8N0NAP

Fil long

Type pince (verte)
Longueur du câble : 1.3 m
Taille : Pédiatrique
Utilisable avec : - CID102L8
- CID102L8D



LN0NJ

Fil court

Type languette
Longueur du câble : 25 cm
Taille : Adulte
Utilisable avec : - CID102L
Livré avec 25 adhésifs
(réf. JFW25-A)

L8N0NJ

Fil long

Type languette
Longueur du câble : 2 m
Taille : Adulte
Utilisable avec : - CID102L8
- CID102L8D
Livré avec 25 adhésifs
(réf. JFW25-A)



LN0NJP


Fil court

Type languette
Longueur du câble : 25 cm
Taille : Pédiatrique
Utilisable avec : - CID102L
Livré avec 25 adhésifs
(réf. JFW25-P)

L8N0NJP

Fil long

Type languette
Longueur du câble : 1 m
Taille : Pédiatrique
Utilisable avec : - CID102L8
- CID102L8D
Livré avec 25 adhésifs
(réf. JFW25-P)



8000SS

Fil long

Type moufle (« soft »)


Taille pédiatrique

Longueur du câble : 3 m

Largeur intérieure : 2 cm

Utilisable avec :

- Gamme CID-LX
- Adaptateur 3150I



8008J

Fil long


Type languette

Taille pédiatrique


Longueur du câble : 1 m

Utilisable avec :

- Gamme CID-LX
- Adaptateur 3150I



RÉF	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE	UTILISABLE AVEC
LNONSS	Fil court – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 25 cm / Largeur intérieure G : 2 cm	Small	- CID102L
L8NONSS	Fil long – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 2 m / Largeur intérieure G : 2 cm	Small	- CID102L8 - CID102L8D
LNONSM	Fil court – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 25 cm / Largeur intérieure G : 3 cm	Medium	- CID102L
L8NONSM	Fil long – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 2 m / Largeur intérieure G : 3 cm	Medium	- CID102L8 - CID102L8D
LNONSL	Fil court – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 25 cm / Largeur intérieure G : 3.5 cm	Large	- CID102L
L8NONSL	Fil long – Type moufle (« soft ») Longueur du câble A : 2 m / Largeur intérieure G : 3.5 cm	Large	- CID102L8 - CID102L8D



7000N

Type jetable


Longueur du câble : 1 m

Taille : Nouveau-né

Conditionnement : Lot de 10 capteurs

Utilisable avec :

- CID102L8 + CID56
- Gamme CID-LX + 3150I



7000A

Type jetable


Longueur du câble : 1 m

Taille : Adulte

Conditionnement : Lot de 10 capteurs

Utilisable avec :

- CID102L8 + CID56
- Gamme CID-LX + 3150I



7000I

Type jetable


Longueur du câble : 1 m

Taille : Enfant

Conditionnement : Lot de 10 capteurs

Utilisable avec :

- CID102L8 + CID56
- Gamme CID-LX + 3150I




EX01

Boîtier de connexion d'électrodes - Montage AASM

Longueur du cordon : 1.2 m

Utilisable avec CID-LXe et :
- EX03 à EX12 / EX15

Conditionnement : Unité




EX14

Boîtier de connexion d'électrodes

Longueur du cordon : 1.2 m

Utilisable avec CID-LXa et :
- EX07 / EX12 / EX15

Conditionnement : Unité




EX03

3 pressions

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir, vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX04

3 cupules

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir, vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX05

1 pression - 2 cupules

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Rouge (pression), vert et noir (cupules)

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX06

2 pressions - 1 cupule

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir (cupule), vert et rouge (pressions)

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX07

2x2 pressions pour jambier

Longueur du cordon : 180 cm
Couleurs des fils : Vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXa + EX14
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : Unité




EX08

4 cupules

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir (2), vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX09

2 pressions - 2 cupules

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir (cupules), vert et rouge (pressions)

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX10

2 pressions - 2 cupules

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir (pressions), vert et rouge (cupules)

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX11

4 pressions

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Noir (2), vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles




EX12

2 pressions pour ECG

Longueur du cordon : 60 cm
Couleurs des fils : Vert et rouge

Utilisable avec :
- CID-LXa + EX14
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 2 câbles



EX15

1 pression

Longueur du cordon : 30 cm
Couleurs du fil : Noir

Utilisable avec :
- CID-LXa + EX14
- CID-LXe + EX01

Conditionnement : 3 câbles




A NOTER

Le CID-LXe est équipé de 8 voies électrophysiologiques configurées comme suit : 3 EEG, 2 EOG, 1 EMG menton, 1 ECG et 1 jambier double.

Vous pouvez connecter au CID-LXe l'adaptateur électrophysiologique EX01 avec des câbles EX03, EX04, EX05, EX06, EX07, EX08, EX09, EX10, EX11, EX12 et/ou EX15 suivant vos besoins.

Le CID-LXa est équipé de 2 voies électrophysiologiques configurées comme suit : 1 ECG et 1 jambier double.

Vous pouvez connecter au CID-LXa l'adaptateur électrophysiologique EX14 et le câble EX15 + les câbles EX07 et/ou EX12 suivant vos besoins.



Exemple montage : FE16-775. Modèle présenté à titre indicatif.

FEYY-XXX

Faisceau électrophysiologique


Les faisceaux ont une référence de type FEYY-XXX dans laquelle :

- YY indique le nombre de fils du faisceau. Il détermine le prix quelle que soit la terminaison (cupules, embouts démontables...). Les parties démontables sont à ajouter.
- XXX est le numéro du plan contenant toutes les caractéristiques du faisceau. Il détermine le montage réalisable.

Utilisable avec :

- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Unité



5ECFM108


Fil-électrode à cupule

Embout démontable
Longueur du fil : 60 cm
Couleur du fil : Noir

Utilisable avec :

- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Lot de 5



5ECFL108


Fil-électrode à cupule

Embout démontable
Longueur du fil : 1.2 m
Couleur du fil : Blanc

Utilisable avec :

- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Lot de 5



5CPFS108

Fil pour raccordement à électrode pression

Embout démontable
Longueur du fil : 60 cm
Couleur du fil : Noir

Utilisable avec :

- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Lot de 5

5CPFL108


Fil pour raccordement à électrode pression

Embout démontable
Longueur du fil : 1.2 m
Couleur du fil : Blanc

Utilisable avec :


- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Lot de 5



A NOTER

Consulter CIDELEC ou votre
Ingénieur Produit pour toute
demande technique.
02 41 66 20 88



LJD102LFP

Fil en Y pour raccordement électrodes pressions d'un jambier double

Embouts démontables


Longueur du fil : 2.3 m

Couleurs des fils : Vert, Rouge ou Noir

Utilisable avec :

- CID102L-1 (avec sn $\leq$ 1979)

Conditionnement : 3 fils (1 de chaque couleur)



CID85

Fil pour raccordement de 5 électrodes pressions d'un jambier double

Connecteur

Longueur du fil : 2.2 m

Couleur du fil : Noir

Couleur des terminaisons pression : Rouge-Vert-Noir et Rouge-Vert


Utilisable avec :

- CID102L-1 (avec sn $\geq$ 1980)

- CID102LS-1

- CID102LS-1-206D

Conditionnement : Unité



JCPRVN

Fil pour raccordement à électrode pression d'ECG, EMG, ...

Embouts démontables

Longueur du fil : 1.2 m


Couleur du fil : Blanc

Couleur de l'embout : Vert, Rouge ou Noir

Utilisable avec :

- CID102L-1 (avec sn $\leq$ 1979)

Conditionnement : 3 fils (avec 1 embout de chaque couleur)



CID86

Fil pour raccordement de 3 électrodes pressions

Connecteur

Longueur du fil : 1.1 m

Couleur du fil : Noir

Couleur des terminaisons pression : Rouge-Vert-Noir


Utilisable avec :

- CID102L-1 (avec sn $\geq$ 1980)

- CID102LS-1

- CID102LS-1-206D

Conditionnement : Unité



BX01


Cordon de liaison pour sangles à inductance

Longueur du fil : 1.3 m

Utilisable avec :

- SI203-XXX + Gamme CID-LX

Conditionnement : Unité



CID82


Cordon de liaison pour sangles à inductance

Longueur du fil : 1.15 m

Utilisable avec :

- SI203-XXX + CID102L avec option sangles

Conditionnement : Unité



CID81

Cordon de liaison pour sangles à inductance

Longueur du fil : 1.3 m

Utilisable avec :

- SI203-XXX + CID102L8

Conditionnement : Unité

CID81/2


Cordon de liaison pour sangles à inductance

Longueur du fil : 2 m

Utilisable avec :

- SI203-XXX + CID102L8D

Conditionnement : Unité



AX02


Cordon de communication PC / CID

Longueur : 1.8 m

Utilisable avec :

- Gamme CID-LX

Conditionnement : Unité



AX06

Cordon pour TILE/TME


Système de liaison PC - CID-LXe pour TILE/TME

Livré avec : Répéteur USB + Cordon RJ45 (max 20 m) + adaptateur USB

Utilisable avec :

- CID-LXe

Conditionnement : Unité



3150I


Cordon adaptateur pour capteur oxymètre NONIN

Longueur du câble : 10 cm

Utilisable avec gamme CID-LX + :

- 8000SS
- 8008J

Conditionnement : Unité



CID56


Cordon adaptateur pour capteur oxymètre jetable NONIN

Longueur du câble : 10 cm

Utilisable avec capteurs oxymètres 7000(A/I/N) + :

- CID102L
- CID102L8

Conditionnement : Unité



CID73

Interface de communication directe entre CID et PC


Autonome et opto-isolé sur le port USB

Longueur : 1.5 m

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8

Conditionnement : Unité



CID49

Cordon de charge / communication


Permet de connecter le module au chargeur CHL102 ou CH102-485

Longueur : 1.5 m

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Unité



CID50L

Rallonge pour capteur oxymètre NONIN adulte

Longueur du câble : 1.8 m

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Unité

CID50LP

Rallonge pour capteur oxymètre NONIN pédiatrique


Longueur du câble : 1 m

Utilisable avec :

- CID102L
- CID102L8
- CID102L8D

Conditionnement : Unité

ALIMENTATIONS ET CHARGEURS



AX01

Chargeur

Utilisable avec :
- Gamme CID-LX

Conditionnement : Unité



CHL102

Chargeur / boîtier de communication

Port USB

Livré avec cordon secteur et USB

Utilisable avec :
- CID102L
- CID102L8

Conditionnement : Unité



CH_485

Alimentation / boîtier de communication

Port RS-485

Livré avec cordon secteur

Utilisable avec :
- CID102L8D

Conditionnement : Unité

SACOCES

SAC

Sacoche de transport en tissu pour polygraphe et polysomnographie

Dimensions en mm (L x l x h) :
200 x 260 x 90

Utilisable avec :
- CID102L
- CID102L8
- Gamme CID-LX

Conditionnement : Unité



HOUSSEL8

Housse en cuir pour CID102L8

Dimensions en mm
(L x l x h) :
125 x 95 x 30

Utilisable avec :
- CID102L8

Conditionnement : Unité



MAL

Mallette de transport CIDELEC

Dimensions en mm (L x l x h) : 420 x 320 x 110

Conditionnement : Unité





NOTES

A large rectangular area with rounded corners, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.

Renseignements par mail :
service.commercial@cidelec.net

par téléphone :
02 41 66 20 88



20 rue des Métiers
49130 SAINTÉ GEMMES SUR LOIRE
FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 66 20 88
Fax : +33 (0)2 41 79 07 76
www.cidelec.net